

臨床用MASTER

MASTERシリーズから新しく臨床向けが
できました。
腐蝕に強い樹脂モデルです。

尿比重・血清蛋白濃度・屈折率の一台三役！！

自動温度補正防水機能付臨床用屈折計

MASTER-SUR/J α Cat.No.2751

温度補正・
防水機能付

臨床用屈折計

MASTER-SUR/JM Cat.No.2753

汎用モデル


※測定範囲や最小目盛、寸法・重量はMASTER-SUR/J α と同じです(自動温度補正、
防水機能はありません)。

MASTER-SUR/J α



MASTER-SUR/JM

	MASTER-SUR/J α	MASTER-SUR/JM
測定範囲	尿比重1.000~1.100、血清蛋白0.0~12.0g/100ml、屈折率(nD)1.3330~1.3660	
最小目盛	尿比重0.001、血清蛋白0.2g/100ml、屈折率(nD)0.0005	
測定精度	尿比重 ± 0.001 、血清蛋白 $\pm 0.2g/100ml$ 、 屈折率(nD) ± 0.0005 (10~30°C 自動温度補正)	温度補正無し
防水保護等級	JIC-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)	防水機能無し
寸法・重量	3.3×3.3×20.4cm, 100g	
価格	23,500円 (税別)	20,000円 (税別)



MASTER-URC/J α



MASTER-URC/JM

1滴の尿によって簡単に比重の測定ができる屈折計です。

※尿以外の液体の比重値とは一致しませんので、ご注意ください。

自動温度補正防水機能付尿比重屈折計

MASTER-URC/J α Cat.No.2761


温度補正・
防水機能付

尿比重屈折計

MASTER-URC/JM Cat.No.2763

汎用モデル

※測定範囲や最小目盛、寸法・重量はMASTER-URC/J α と同じです(自動温度補正、
防水機能はありません)。



	MASTER-URC/J α	MASTER-URC/JM
測定範囲	尿比重1.000~1.100	
最小目盛	尿比重0.001	
測定精度	尿比重 ± 0.001 (10~30°C 自動温度補正)	温度補正無し
防水保護等級	JIC-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)	防水機能無し
寸法・重量	3.3×3.3×20.4cm, 100g	
価格	23,500円 (税別)	20,000円 (税別)

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

HACCP GMP GLP

アタゴ製品はHACCP、GMPおよび
GLPシステムに適應できます。

株式会社 アタゴ

本社/東京都板橋区本町32-10 (〒173-0001)

TEL: 03-3964-6131 FAX: 03-3964-6137

http://www.atago.net/ eigyo@atago.net

工場/埼玉県大里郡寄居町藤田80 修理サービス部(修理窓口)
TEL: 048-581-8063 FAX: 048-581-7792

ATAGO U.S.A., Inc. (アメリカ支社)

12011 NE First Street Bldg. C, Suite 110, Bellevue, WA 98005 U.S.A.

TEL: 1-425-637-2107 FAX: 1-425-637-2110 customerservice@atago-usa.com

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd. (インド販売社)

A-501, Mangal Aarambh Business Centre, Near Kora Kendra, Off. S.V. Road, Borivali (West), Mumbai-400 092 India
TEL: 91-22-2833-8038 / 8076 FAX: 91-22-2899-8164 customerservice@atago-india.com



※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事
SATO SHOJI INC.

〒211-0063 川崎市中原區小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satotech.com